

ケアデータコネクト 介護記録連携



見守りセンサーからのデータが自動で介護記録システムに連携されます
また介護記録システムのマスターデータを見守りセンサーへ連携可能です



■ 記録データ
バイタルの記録 / 睡眠情報 / アラート情報
ナースコール情報 / 環境情報 など

■ マスターデータ
スタッフ情報 / 利用者情報 / お部屋情報
入退・転室情報 / 通所情報 など

介護記録システムへの連携イメージ

バイタルやお部屋の状態
心拍・呼吸・深い眠り・浅い眠り・
覚醒・離床 など

通知情報
転倒・呼吸低下・心拍低下・
体動・ナースコール など

レポート情報
睡眠時間・睡眠スコア など

決まった時間に自動記録ができる

時刻	項目	内容	担当者
01:00	呼吸	16 回 / 分	見守りセンサー
01:00	心拍	68bpm	見守りセンサー
03:00	睡眠		見守りセンサー
05:00	体温	36.8 度	見守りセンサー
05:00	脈拍	70 回	見守りセンサー

アクションがあったときに自動記録ができる

時刻	項目	内容	担当者
01:10	アラート（離床）		見守りセンサー
03:46	アラート（動き出し）		見守りセンサー
06:12	アラート（呼吸低下）		見守りセンサー
07:37	アラート（転倒）		見守りセンサー



運用に応じて記録方法を選べる！
時間指定など定期的な巡視の記録・状態の変化のみを記録・全ての通知を記録など運用に応じて最適な記録方法を設定できます

運用に応じてセンサーの紐付け方法を選べる！
お部屋にセンサーを固定して使用・状況に応じてセンサーを移動させるなど運用に応じて最適な紐付けの設定ができます

こんな課題ありませんか？

- 見守りセンサーを導入したら記録する内容が以前より増えてしまって面倒
- 緊急のコール対応が重なって何時に対応したのか忘れてしまった
- 入退所・転室時の見守りセンサーの設定が大変
- 有事の際の記録内容が不十分
- 忙しい夜間帯に記録する時間がなかなか取れず記録業務のために残業の日々

ケアデータコネクトが解決！

- 見守りセンサーから取得した情報は自動記録されているので手間が省ける！
- コール時間を正確に自動記録！対応内容を記載するだけでOK！
- 記録システムで設定した内容が見守りセンサーにも自動反映されてとっても便利！
- 正確な時間や内容が記録されるから有事の際のエビデンスになる！
- 夜間の通知やバイタルの記録も自動で記録ができるため夜間の記録工数が削減！

連携できる見守りセンサーカテゴリー

■ バイタル機器
バイタルの測定値を表示・グラフ化

■ 見守りシステム
利用者さまの状態を表示・通知

■ ナースコール
ナースコールの通知や履歴の表示

■ ベッド・睡眠センサー
睡眠やベッド上の状態を表示・グラフ化

■ 環境センサー
室温・湿度など環境状態を表示・グラフ化

■ 転倒検知システム
転倒・転落・離床などの状態を表示・通知

■ インカム
通知内容を音声読み上げでお知らせ

■ 排泄
排尿・排便状態を表示・通知



■ カスタマーサポート
お客さまのご質問やお困りごとに迅速に対応します