


ケアデータコネクト ビューアー



見守りセンサーの種類が違っていても見る画面は1つでOK
様々な用途に合わせて見守りを最適化できるシステムです



3つの画面設定

画面を自由に切り替えて表示できます



<文字大>

<文字小>

<アイコン>

状態変化をお知らせ

状態の変化をトップ画面とプッシュ通知でお知らせ

【トップ画面】
赤色点滅で状態変化をお知らせ


【プッシュ通知】



ケアデータコネクト
転倒検知
【101号室】山田 花子様

表示内容のカスタマイズ

センサーの情報やお部屋のグループ分けなど
表示項目のカスタマイズが可能です



さまざまなデバイスに対応

利用シーンに合わせて見やすい表示をお選びいただけます



<PC>

<iPad>

多言語対応

- ・日本語
- ・インドネシア語
- ・タイ語
- ・タガログ語
- ・ベトナム語
- ・ミャンマー語



連携できる見守りセンサーカテゴリー

バイタル機器
バイタルの測定値を表示・グラフ化

見守りシステム
利用者さまの状態を表示・通知

ナースコール
ナースコールの通知や履歴の表示

ベッド・睡眠センサー
睡眠やベッド上の状態を表示・グラフ化

環境センサー
室温・湿度など環境状態を表示・グラフ化

転倒検知システム
転倒・転落・離床などの状態を表示・通知

インカム
通知内容を音声読み上げでお知らせ

排泄
排尿・排便状態を表示・通知



カスタマーサポート
お客さまのご質問やお困りごとに迅速に対応します